

Charakterisierungsmethoden Praktikum ACII

Methode	Pigmente	Fremys Salz	Co-Komplexe	Silikone	Mo-Komplexe	Zeolith NaX:Tb	YAG:Ce	Cu-Glycinat
Absorption								
UV-VIS (Lösungen)		X	X		X			X
Reflektion (Feststoffe)	X							
Fluoreszenz Anregung/ Emission						X	X	
IR								
Feststoff (Pulver-Drift)		X	X		X			
Flüssigkeiten (Küvette)				X				
XRD Röntgen- strukturanalyse	X						X	
Partikel- größe	Nur Thenards Blau							
S- bzw. C- Gehalt					X			